



Sifam

Medical

Catálogo






PRODUCTOS SOCIOSANITARIOS DE ALTA CALIDAD

En SIFAM Medical ofrecemos soluciones sociosanitarias de primer nivel que mejoran la calidad de vida de los pacientes y facilitan el trabajo de los profesionales de la salud. Descubre nuestra amplia gama de productos diseñados para cumplir con las más altas exigencias del sector.

PRODUCTOS DESECHABLES Y MÉDICO GENERALES

Nuestra oferta abarca una amplia gama de productos esenciales para diversas especialidades médicas, incluyendo cirugía general, anestesia, urología, gastroenterología, pediatría, ginecología y gestión de transfusiones. Cada producto en nuestra selección es cuidadosamente evaluado para garantizar que cumpla con los más altos estándares de calidad y seguridad, proporcionando a los profesionales de la salud las herramientas necesarias para un rendimiento óptimo en cualquier procedimiento clínico.



1

JERINGAS Y SETS DE INFUSIÓN

2

PROTECTORES ABSORBENTES

3

SERIE DE ORINA

4

OTROS

The image shows three syringes and infusion sets arranged diagonally on a light pink background. The syringes are white with black markings and have orange plunger caps. The infusion sets are white with clear tubing and have white caps. The syringes are labeled with numbers from 10 to 100 and the unit 'I.U.'. The infusion sets are labeled with numbers from 10 to 100 and the unit 'I.U.'.

JERINGAS Y SETS DE INFUSIÓN

1

JERINGAS Y SETS DE INFUSIÓN

Set de infusión con falda en Y



Ref. **AM-001.**

Especificaciones

Cámara de PVC de 48 mm + cubo de goteo de ABS + filtro + pico de ABS + tapa de protección de PE, ventilación azul, D3.0*4.1mm, 150cm + 30cm de longitud de tubo de PVC con falda en Y, regulador de ABS, conector de tornillo de dos vías de MABS + tapa de protección grande de PE.

Embalaje

1 unidad / bolsa blíster.
300 unidad / caja.

Set de infusión



Ref. **AM-003-1.**

Especificaciones

Cámara de PVC de 48mm + cubo degoteo de ABS + filtro + espiga de ABS+tapa de protección de PE, purga de aire azul, D3, 0*4, 1mm, tubo de PVC de 180cm de longitud, regulador de seguridad de ABS, conector de rosca bidireccional de MABS+tapa de protección grande de PE.

Embalaje

1 unidad / bolsa blíster.
300 unidad / caja.

1

JERINGAS Y SETS DE INFUSIÓN

Jeringa sin aguja



- Ref. **AM004-1.** (1ml)
- Ref. **AM004-2.** (3ml)
- Ref. **AM004-3** (5ml)
- Ref. **AM004-4.** (10ml)
- Ref. **AM004-5.** (20ml)
- Ref. **AM004-6.** (50ml)

Especificaciones

1ml, 3ml, 5ml, 10ml, 20ml o 50ml

Embalaje

1ml: 1 ud / blister, 100 ud / caja,
32 cajas / ctn.

3ml: 1 ud / blister, 100 ud / caja,
30 cajas / ctn.

5ml: 1 ud / blister, 100 ud / caja,
24 cajas / ctn.

10ml: 1 ud / blister, 100 ud / caja,
16 cajas / ctn.

20ml: 1 ud / blister, 100 ud / caja,
16 cajas / ctn.

50ml: 1 ud / blister, 100 ud / caja,
16 cajas / ctn.

Jeringa de insulina



- Ref. **AM006-1.** (0.50ml)
- Ref. **AM006-2.** (1ml)

Especificaciones

0.50ml o 1ml

Embalaje

1 ud / blister, 100 ud / caja, 32 cajas
/ ctn.

1

JERINGAS Y SETS DE INFUSIÓN

Aguja estéril desechable



Ref. **AM007-1.** (27g)
Ref. **AM007-2.** (23g)
Ref. **AM007-3.** (21g)

Especificaciones

27g, 23g o 21g

Embalaje

27g (combina con 1ml) 1 ud/blister, 100 ud/caja, 100 cajas/ctn.

23g (combina con 3ml y 5ml) 1 ud/blister, 100 ud/caja, 100 cajas/ctn.

21g (combina con 10ml, 20ml y 50ml) 1 ud/blister, 100 ud/caja, 100 cajas/ctn.

Aguja de palomilla



Ref. **AM009-1.** (25g)

Especificaciones

25g

Embalaje

1 ud/blister, 100 ud/caja, 5000 piezas/ctn.

1

JERINGAS Y SETS DE INFUSIÓN

Llave de tres vías



Embalaje

1 ud/blister, 100 ud/caja, 1000 piezas/ctn.

Ref. **AM011**.

Llave de tres vías con alargadero



Especificaciones tubo

10cm, 15cm, 25cm o 100cm.

Ref. **AM012-1**. (10cm)
Ref. **AM012-2**. (15cm)
Ref. **AM012-3**. (25cm)
Ref. **AM012-4**. (50cm)

Embalaje

10cm, 15cm, 25cm o 50cm: 1 ud/blister, 50 ud/caja, 1000 piezas/ctn.

Jeringuilla de nutrición enteral Enfit



Especificaciones

60ml o 100ml

Embalaje

60ml o 100ml: 1 ud/blister, 50 ud/caja, 200 cajas/ctn.

Ref. **AM019-1**. (50ml)
Ref. **AM019-2**. (60ml)
Ref. **AM019-3**. (100ml)

A person wearing a white long-sleeved shirt is shown from the side, leaning over a bed. They are smoothing a white, textured protective sheet over a white pillow and another sheet. The background shows a wooden headboard. The overall scene is clean and minimalist, emphasizing the product being advertised.

**PROTECTORES
ABSORBENTES**

2

PROTECTORES ABSORBENTES

Empapadores



- Ref. **AM020-2.** (40x60cm, 30g)
- Ref. **AM020-11.** (60x90cm, 45g)
- Ref. **AM020-12.** (60x90cm, 65g)
- Ref. **AM020-4.** (40x60cm, 50g)
- Ref. **AM020-6.** (60x60cm, 40g)
- Ref. **AM020-8.** (60x75cm, 45g)

Embalaje

40x60cm, 30g: 20 unidades/caja, 12 cajas/ctn.

60x90cm, 45g: 28 unidades/caja, 12 cajas/ctn.

60x90cm, 65g: 20 unidades/caja, 12 cajas/ctn.

40x60cm, 50g: 20 unidades/caja, 12 cajas/ctn.

60x60cm, 40g: 20 unidades/caja, 12 cajas/ctn.

60x75cm, 45g: 20 unidades/caja, 12 cajas/ctn.

Especificaciones

40x60cm, 30g: blanco o azul, material fibra de pulpa de madera, película de PE, peso: 30gsm+3g SAP, puede absorber 800ml de agua pura.

60x90cm, 45g: blanco o azul, material fibra de pulpa de madera, película de PE, peso: 45gsm+3g SAP, puede absorber 1000ml de agua pura.

60x90cm, 65g: blanco o azul, material fibra de pulpa de madera, película de PE, peso: 65gsm+3g SAP, puede absorber 1500ml de agua pura.

40x60cm, 50g: blanco o azul, material fibra de pulpa de madera, película de PE, peso: 65gsm+3g SAP, puede absorber 750ml de agua pura.

60x60cm, 40g: blanco o azul, material fibra de pulpa de madera, película de PE, peso: 40gsm+3g SAP, puede absorber 550ml de agua pura.

60x75cm, 45g: blanco o azul, material fibra de pulpa de madera, película de PE, peso: 45gsm+4g SAP, puede absorber 550ml de agua pura.



SERIE DE ORINA

3

SERIE DE ORINA

Bolsa de orina con válvula push-pull



Ref. **AM025-1.** (1500ml)
Ref. **AM025-2.** (2000ml)

Especificaciones

1500ml o 2000ml: con válvula push-pull, tubo de entrada de 90 cm, latex free, esterilización EO.

Embalaje

1pc/bolsa PE, 250 pcs/ctn no individualmente paquete no estéril.

Bolsa de orina sin salida



Ref. **AM027-1.** (1500ml)
Ref. **AM027-2.** (2000ml)

Especificaciones

1500ml o 2000ml: sin salida, latex free, esterilización EO.

Embalaje

1pc/bolsa PE, 250 pcs/ctn no individualmente paquete no estéril.

Bolsa de orina con salida



Ref. **AM028-1.** (1500ml)
Ref. **AM028-2.** (2000ml)

Especificaciones

1500ml o 2000ml: con salida, latex free, esterilización EO.

Embalaje

1pc/bolsa PE, 250 pcs/ctn no individualmente paquete no estéril.



OTROS

4 OTROS

Guantes de nitrilo de examen no estéril



Ref. **AM031-1.** (S)
Ref. **AM031-2.** (M)
Ref. **AM031-3.** (L)
Ref. **AM031-4.** (XL)

Especificaciones

S, M, L o XL

Embalaje

S (3.0g): 100 unidades/caja,
1000piezas/ctn.

M (3.5g): 100 unidades/caja,
1000piezas/ctn.

L (3.9g): 100 unidades/caja,
1000piezas/ctn.

XL (4.3g): 100 unidades/caja,
1000piezas/ctn.

Guantes de vinilo de examen no estéril



Ref. **AM032-1.** (S)
Ref. **AM032-2.** (M)
Ref. **AM032-3.** (L)
Ref. **AM032-4.** (XL)

Especificaciones

S, M, L o XL

Embalaje

S (3.7g): 100 unidades/caja,
1000piezas/ctn.

M (4.0g): 100 unidades/caja,
1000piezas/ctn.

L (4.3g): 100 unidades/caja,
1000piezas/ctn.

XL (4.6g): 100 unidades/caja,
1000piezas/ctn.



Sifam

Medical

**TU SOCIO DE CONFIANZA EN
EL SECTOR SOCIOSANITARIO.**



 www.sifammedical.com
 900 447 447
 673 301 127