



Sifam

Medical

Catálogo



Instrumental médico



PRODUCTOS SOCIOSANITARIOS DE ALTA CALIDAD

En SIFAM Medical ofrecemos soluciones sociosanitarias de primer nivel que mejoran la calidad de vida de los pacientes y facilitan el trabajo de los profesionales de la salud. Descubre nuestra amplia gama de productos diseñados para cumplir con las más altas exigencias del sector.

INSTRUMENTAL MÉDICO

Contamos con una completa selección de instrumental médico diseñado para cubrir las necesidades de distintas disciplinas quirúrgicas. Desde cuchillas para cirugía de alta precisión hasta tijeras quirúrgicas y pinzas especializadas, cada herramienta ha sido desarrollada con materiales de máxima resistencia y ergonomía. Nuestro compromiso con la calidad garantiza que cada instrumento proporcione un desempeño fiable y seguro, acompañando a los profesionales en su labor con total confianza en entornos clínicos exigentes.



Cuchilla quirúrgica desechable



Ref. **GT-040-100**

Especificaciones

Size: 10#,10A#,11 #,12#,15#.20#,21 #,22#,23#,24#

Material: Garban steel or stainless steel.

Embalaje

1 unidad / bolsa de aluminio.

100 o 200 unidad / caja.

Cuchilla para piel



Ref. **GT-040-300**

Especificaciones

Size: 158mm

Material : Garban Steel Or
Stainless Steel

Embalaje

1 unidad / bolsa de aluminio.

100 unidad / caja, 5000 piezas/cnt.

cuchilla puntada



Ref. **GT-040-200**

Especificaciones

Size: 65mm, 110mm

Material: Garban Steel Or
Stainless Steel

Embalaje

1 unidad / bolsa de aluminio.

100 unidad / caja, 5000 piezas/cnt.

Bisturí desechable



Ref. **GT-041-100**

Especificaciones

Size: 10#-36#
Material: Carbon Steel Or
Stainless Steel

Embalaje

1 unidad / bolsa de aluminio.
10 unidad / caja, 500 piezas/ctn.

Bisturí quirúrgico de seguridad



Ref. **GT-041-200**

Especificaciones

Size: 10#-36#
Material: Carbon Steel Or Stainless Steel, Sterilized By Gamma

Embalaje

1 unidad / bolsa de aluminio.
10 piezas / caja, 5000 piezas/cnt.

cuchilla puntada



Ref. **GT-040-200**

Especificaciones

Size: 3#/12.1em, 4#/14em
Material: Stainless Steel

Embalaje

1 unidad / bolsa de aluminio.

Conjunto básico de apósitos 1



Ref. **GT-095-100**

Especificaciones

1 pe Dressing Tray
5pcs Cotton Wool Balls 05gm
5pcs Gauze Swab 7.5cm X 7.5cm
3pcs Dressing Forceps
1pc Surgical Drape
1pc Hand Towel
1pc Limpet Bag
1 pe Sterile Field

Embalaje

100bags/ctn, 47X31 X41cm

Conjunto básico de apósitos 2



Ref. **GT-095-200**

Especificaciones

1 pc Dressing Tray
8pcs Cotton Wool Balls 0.5gm
GT095-300
5pcs Gauze Swab 7.5cm X 7.5cm
3pcs Dressing Forceps
1pc Surgical Drape
1 pc Sterile Field

Embalaje

200bags/ctn, 63x29x34cm

Conjunto básico de apósitos 3



Ref. **GT-095-300**

Especificaciones

1 pe Dressing Tray
6pcs Gauze Balls
2pcs Dressing Forceps
1 pc Surgical Drape
1 pc Hand Towel

Kit apósitos



Especificaciones

1 pc Forcep 4#
1 pc Surgical blade
3pcs Gauze swab 5cmx5cm

Embalaje

120bags/ctn, 41 X 34 X 34cm

Ref. **GT095-301**

Kit apósitos



Especificaciones

1 pc PE+PAPER 33x45cm
2pc Forcep 4#(blue and green)
5pcs 40g/m2(D3cm) 0.8G Non-woven ball

Embalaje

40bags/ctn, 38 X 29 X 28cm

Ref. **GT095-302**

Kit apósitos



Especificaciones


1 pc PE+PAPER 33x45cm
2pc Forcep 4#(blue and green)
5pcs 20x20cm(28x24mesh) 1.2G Gauze ball
5pcs Non-woven swab 7.5cmx7.5cm

Embalaje

40bags/ctn, 38 X 29 X 28cm

Ref. **GT095-303**

Kit apósitos



Ref. **GT095-304**

Especificaciones

2pc Forcep 4#(w hite and green)
3pcs Gauze ball 28x24mes h(15x20cm)

Embalaje

200bags/ctn, 69 X 42 X 34cm

Kit apósitos



Ref. **GT095-305**

Especificaciones

1 pc PE+PAPER 32x45cm
1 pc Hemostasia Scis sor
1 pc Forcep 4#
5pcs 20x20cm(28x24mesh) 1.2G Gauze ball
5pcs Non-woven swab 7.5cmx7.5cm

Embalaje

40bags/ctn , 39 X 30 X 30cm

Kit apósitos



Ref. **GT095-306**


Especificaciones

1 pc PE+PAPER 33x45cm
1 pc Forcep 4#
5pcs 40g/m2(D3cm) 0.8G Non-woven ball

Embalaje

40bags/ctn, 39 X 30 X 30cm

Fórceps de plástico



Especificaciones

Size: 10.5cm, 12.5cm, 14cm, 15cm, 19cm

Ref. **GT124-100**

Pinzas de hemostasia



Especificaciones

Size:length 14cm X width7.5cm

Material:ABS and nylon are available.

ABS for EO sterilization, nylon material for high temperature steam sterilization .

Color:blue,green,black,red etc. are available.

Ref. **GT124-200**

Embalaje

Individual sterile blister pack



Sifam

Medical

**TU SOCIO DE CONFIANZA EN
EL SECTOR SOCIOSANITARIO.**



 www.sifammedical.com
 900 447 447
 673 301 127