



# Sifam

Medical

Catálogo




A photograph of medical professionals in a clinical setting. In the foreground, a person's hands in blue gloves are shown holding a clear plastic container with a green liquid inside. In the background, a woman in a white lab coat and blue gloves is working with a syringe. To the right, a man in a white lab coat and blue gloves is holding a blue clipboard. The scene is dimly lit, with a focus on the hands and the medical equipment.

# PRODUCTOS SOCIOSANITARIOS DE ALTA CALIDAD

En SIFAM Medical ofrecemos soluciones sociosanitarias de primer nivel que mejoran la calidad de vida de los pacientes y facilitan el trabajo de los profesionales de la salud. Descubre nuestra amplia gama de productos diseñados para cumplir con las más altas exigencias del sector.

# PRODUCTOS DESECHABLES Y MÉDICO GENERALES

Nuestra oferta abarca una amplia gama de productos esenciales para diversas especialidades médicas, incluyendo cirugía general, anestesia, urología, gastroenterología, pediatría, ginecología y gestión de transfusiones. Cada producto en nuestra selección es cuidadosamente evaluado para garantizar que cumpla con los más altos estándares de calidad y seguridad, proporcionando a los profesionales de la salud las herramientas necesarias para un rendimiento óptimo en cualquier procedimiento clínico.



**1** SETS DE INFUSIÓN

**2** JERINGAS

**3** LLAVES DE TRES VÍAS

**4** PROTECTORES ABSORBENTES

**5** BOLSAS DE ORINA

**6** ORINALES

**7** BABEROS

**8** GUANTES



**SETS DE INFUSIÓN**

# 1

## SETS DE INFUSIÓN

### Set de infusión con falda en Y

Sistema estéril para doble vía de administración. De un solo uso, con conexiones universales y cámara de goteo visible.



Ref. **AM001**

Referencia	Composición	Presentación
<b>AM001</b>	Cámara de PVC de 48 mm + cubo de goteo de ABS + filtro + pico de ABS + tapa de protección de PE, ventilación azul, D3.0*4.1mm, 150cm + 30cm de longitud de tubo de PVC con falda en Y, regulador de ABS, conector de tornillo de dos vías de MABS + tapa de protección grande de PE.	Caja de 300 unidades en blister individual.

### Set de infusión

Sistema estéril de un solo uso para la administración segura de soluciones intravenosas. Incluye cámara de goteo visible y conexión universal.



Ref. **AM003-1**

Referencia	Composición	Presentación
<b>AM003-1</b>	Cámara de PVC de 48mm + cubo degoteo de ABS + filtro + espiga de ABS+tapa de protección de PE, purga de aire azul, D3, 0*4, 1mm, tubo de PVC de 180cm de longitud, regulador de seguridad de ABS, conector de rosca bidireccional de MABS+tapa de protección grande de PE.	Caja de 300 unidades en blister individual.

**JERINGAS**



## 2 JERINGAS

### Jeringa sin aguja

Jeringa estéril de un solo uso, sin aguja, ideal para la administración oral, irrigación o extracción de fluidos. Graduada para dosificación precisa.



- Ref. **AM004-1** (1ml)
- Ref. **AM004-2** (3ml)
- Ref. **AM004-3** (5ml)
- Ref. **AM004-4** (10ml)
- Ref. **AM004-5** (20ml)
- Ref. **AM004-6** (50ml)

Referencia	Presentación
<b>AM004-1</b>	1 ud/blister, 100 ud/caja, 32 cajas/ctn.
<b>AM004-2</b>	1ud/blister, 100 ud/caja, 30 cajas/ctn.
<b>AM004-3</b>	1ud/blister, 100 ud/caja, 24 cajas/ctn.
<b>AM004-4</b>	1ud/blister, 100 ud/caja, 16 cajas/ctn.
<b>AM004-5</b>	1ud/blister, 100 ud/caja, 16 cajas/ctn.
<b>AM004-6</b>	1ud/blister, 100 ud/caja, 16 cajas/ctn.

### Jeringa desechable con aguja

Dispositivo estéril de un solo uso que combina jeringa graduada y aguja. Ideal para inyecciones precisas por vía intramuscular, subcutánea o intravenosa.



- Ref. **AM005-1** (1ml)
- Ref. **AM005-2** (3ml)
- Ref. **AM005-3** (5ml)
- Ref. **AM005-4** (10ml)
- Ref. **AM005-5** (20ml)
- Ref. **AM005-6** (50ml)

Referencia	Composición	Presentación
<b>AM005-1</b>	1ml - JERINGA CON AGUJA - LUER SLIP - AGUJA DE 27G - 1/2"	1u/BLISTER, 100u/CAJA, 32 CAJAS/ CAJA MASTER
<b>AM005-2</b>	3ml - JERINGA CON AGUJA - LUER SLIP - AGUJA DE 23G - 1 1/2"	1u/BLISTER, 100u/CAJA, 30 CAJAS/ CAJA MASTER
<b>AM005-3</b>	5ml - JERINGA CON AGUJA - LUER SLIP - AGUJA DE 23G - 1 1/2"	1u/BLISTER, 100u/CAJA, 24 CAJAS/ CAJA MASTER
<b>AM005-4</b>	10ml - JERINGA CON AGUJA - LUER SLIP - AGUJA DE 21G - 1 1/2"	1u/BLISTER, 100u/CAJA, 16 CAJAS/ CAJA MASTER
<b>AM005-5</b>	20ml - JERINGA CON AGUJA - LUER SLIP - AGUJA DE 21G - 1 1/2"	1u/BLISTER, 50u/CAJA, 16 CAJAS/ CAJA MASTER
<b>AM005-6</b>	50ml - JERINGA CON AGUJA - LUER SLIP - AGUJA DE 21G - 1 1/2"	1u/BLISTER, 25u/CAJA, 16 CAJAS/ CAJA MASTER

## 2 JERINGAS

### Jeringa de insulina

Dispositivo estéril de un solo uso, ligero y cómodo, con aguja ultra fina integrada para una aplicación precisa y sin complicaciones. Ideal para el control diario de la diabetes.



Referencia	Blister	Caja	Presentación
<b>AM006-1</b>	1 ud / blister	100 ud / caja	32 cajas / ctn
<b>AM006-2</b>	1 ud / blister	100 ud / caja	32 cajas / ctn

Ref. **AM006-1** (0.50ml)  
Ref. **AM006-2** (1ml)

### Aguja estéril desechable

Aguja de un solo uso, estéril y afilada, diseñada para inyecciones seguras y precisas. Compatible con jeringas estándar y disponible en varios calibres e identificadas por colores.




Ref. **AM007-1** (27g)  
Ref. **AM007-2** (23g)  
Ref. **AM007-3** (21g)

Referencia	Tallas	Blister	Caja	Presentación
<b>AM007-1</b>	Combina con 1ml	1 ud/blister	100 ud/caja	100 cajas/ctn
<b>AM007-2</b>	Combina con 3ml y 5ml	1 ud/blister	100 ud/caja	100 cajas/ctn
<b>AM007-3</b>	Combina con 10ml, 20ml y 50ml	1 ud/blister	100 ud/caja	100 cajas/ctn

## 2 JERINGAS

### Aguja de palomilla

Aguja estéril de un solo uso con alas flexibles para mayor control durante la punción. Indicada para infusiones breves o extracción de sangre. Incluye tubo con conector y tapa protectora.



Ref. **AM009-1** (25g)

Referencia	Blister	Caja	Presentación
<b>AM009-1</b>	1 ud/blister	100 ud/caja	5000 piezas/ctn

### Jeringuilla de nutrición enteral Enfit

Jeringa estéril de un solo uso con conexión ENFit, diseñada para la administración de nutrición o medicación por vía enteral. Incluye tapón de cierre para mayor seguridad. Compatible con sondas según norma ISO 80369-3.



Ref. **AM019-1** (50ml)  
 Ref. **AM019-2** (60ml)  
 Ref. **AM019-3** (100ml)

Referencia	Blister	Caja	Presentación
<b>AM019-1</b>	1 ud/blister	50 ud/caja	200 cajas / ctn
<b>AM019-2</b>	1 ud/blister	50 ud/caja	200 cajas / ctn
<b>AM019-3</b>	1 ud/blister	50 ud/caja	200 cajas / ctn

A close-up photograph of a person's arm resting on a dark chair. A red IV drip is attached to the arm, secured with a white bandage. The background is a blurred hospital room with a white wall and a red IV line running vertically. The overall tone is clinical and somber.

**LLAVES DE TRES VÍAS**

# 3 LLAVES DE TRES VÍAS

## Llave de tres vías

Dispositivo estéril para controlar el flujo de líquidos en procedimientos médicos. Permite conectar varias vías con rotación segura de 360°.



Ref. **AM011**

Referencia	Blister	Caja	Presentación
<b>AM011</b>	1 ud/blister	100 ud/caja	1000 piezas/ctn

## Llave de tres vías con alargadera

Dispositivo estéril de un solo uso que conecta varias vías intravenosas y permite controlar el flujo de líquidos. Su alargadera flexible facilita la manipulación y mejora la accesibilidad en el paciente y reduce riesgos como la flebitis.



Ref. **AM012-1** (10cm)  
 Ref. **AM012-2** (15cm)  
 Ref. **AM012-3** (25cm)  
 Ref. **AM012-4** (50cm)

Referencia	Longitud	Caja	Presentación
<b>AM012-1</b>	10 cm	50 ud/caja	1000 unidades/ctn
<b>AM012-2</b>	15 cm	50 ud/caja	1000 unidades/ctn
<b>AM012-3</b>	25 cm	50 ud/caja	1000 unidades/ctn
<b>AM012-4</b>	100 cm	50 ud/caja	1000 unidades/ctn

A person wearing a white long-sleeved shirt is shown from the side, leaning over a bed. They are smoothing a white, textured protective sheet over a white pillow and another sheet. The background shows a wooden headboard. The overall scene is clean and minimalist, emphasizing the product being advertised.

**PROTECTORES  
ABSORBENTES**

# 4 PROTECTORES ABSORBENTES

## Empapadores

De uso único, ideales para entornos clínicos. Absorben eficazmente líquidos y cuentan con una base impermeable que protege camas y superficies.



- Ref. **AM020-2** (40x60cm, 30g)
- Ref. **AM020-4** (40x60cm, 50g)
- Ref. **AM020-6** (60x60cm, 40g)
- Ref. **AM020-8** (60x75cm, 45g)
- Ref. **AM020-11** (60x90cm, 45g)
- Ref. **AM020-12** (60x90cm, 65g)

Referencia	Características	Caja	Presentación
<b>AM020-2</b>	Blanco o azul, material fibra de pulpa de madera, película de PE, peso: 30gsm+3g SAP, puede absorber 800ml de agua pura.	20 ud/caja	12 cajas / ctn
<b>AM020-4</b>	Blanco o azul, material fibra de pulpa de madera, película de PE, peso: 65gsm+3g SAP, puede absorber 750ml de agua pura.	20 ud/caja	12 cajas / ctn
<b>AM020-6</b>	Blanco o azul, material fibra de pulpa de madera, película de PE, peso: 40gsm+3g SAP, puede absorber 550ml de agua pura.	20 ud/caja	12 cajas / ctn
<b>AM020-8</b>	Blanco o azul, material fibra de pulpa de madera, película de PE, peso: 45gsm+4g SAP, puede absorber 550ml de agua pura.	20 ud/caja	12 cajas / ctn
<b>AM020-11</b>	Blanco o azul, material fibra de pulpa de madera, película de PE, peso: 45gsm+3g SAP, puede absorber 1000ml de agua pura.	20 ud/caja	12 cajas / ctn
<b>AM020-12</b>	Blanco o azul, material fibra de pulpa de madera, película de PE, peso: 65gsm+3g SAP, puede absorber 1500ml de agua pura.	28 ud/caja	12 cajas / ctn



**BOLSAS DE ORINA**

# 5

## BOLSAS DE ORINA

### Bolsa de orina con válvula push-pull

Bolsa recolectora desechable para drenaje urinario. Incluye válvula push-pull que facilita el vaciado sin contacto directo. Con tubo de drenaje, sistema antirretorno y capacidad graduada. Ideal para pacientes encamados o con movilidad limitada.



Referencia	Características	Caja	Presentación
<b>AM025-1</b>	Válvula push-pull, tubo de entrada de 90 cm, latex free.	1pc/bolsa PE	200 cajas / ctn
<b>AM025-2</b>	Válvula push-pull, tubo de entrada de 90 cm, latex free.	1pc/bolsa PE	200 cajas / ctn

Ref. **AM025-1** (1500ml)  
 Ref. **AM025-2** (2000ml)

### Bolsa de orina sin salida

Recolector urinario desechable sin sistema de vaciado. Indicada para recogida puntual. Capacidad graduada y tubo de drenaje incluidos.



Referencia	Características	Caja	Presentación
<b>AM027-1</b>	Sin salida, latex free.	1pc/bolsa PE	250 cajas / ctn
<b>AM027-2</b>	Sin salida, latex free.	1pc/bolsa PE	250 cajas / ctn

Ref. **AM027-1** (1500ml)  
 Ref. **AM027-2** (2000ml)

# 5 BOLSAS DE ORINA

## Bolsa de orina con salida

Bolsa desechable para drenaje urinario continuo. Cuenta con sistema de vaciado seguro, tubo flexible, capacidad visible y válvula de salida. Recomendada para pacientes encamados o en cuidados prolongados.



Referencia	Características	Caja	Presentación
<b>AM028-1</b>	Con salida, latex free.	1pc/bolsa PE	250 cajas / ctn
<b>AM028-2</b>	Con salida, latex free.	1pc/bolsa PE	250 cajas / ctn

Ref. **AM028-1** (1500ml)  
 Ref. **AM028-2** (2000ml)



**ORINALES**

# 6 ORINALES

## Orinal masculino desechable

Orinal desechable en forma de botella indicado para orinar sin levantarse de la cama. Biodegradable. Evita la transmisión de infecciones ya que no se debe de higienizar tras su uso.



Referencia	Capacidad	Tamaño	Presentación
Orinal masculino	900ml	355 x 282 x 100 mm	100 ud/caja

Ref. **Orinal masculino**

## Orinal cuña desechable

Orinal desechable utilizado por pacientes de ambos sexos, inmobilizados o en posición supina. Fabricado en celulosa de un sólo uso. Biodegradable. Evita la transmisión de infecciones ya que no se debe de higienizar tras su uso.



Referencia	Capacidad	Tamaño	Presentación
Cuña	1.600ml	350 x 300 x 80 mm	100 ud/caja

Ref. **Cuña**

A photograph showing a caregiver in a white coat holding the hand of an elderly woman. The woman is looking down at a tray of food on a table. The tray contains a plate with a fried egg, sliced ham, and green vegetables. A glass of water is also on the tray. The background is a blurred indoor setting with a bookshelf.

**BABEROS**

# 7

## BABEROS

### Babero desechable

Accesorio práctico e higiénico para proteger la ropa durante las comidas. Incorporan un práctico bolsillo recogemigas que evita que los residuos caigan al regazo. Fabricados en materiales ligeros y absorbentes, son fáciles de colocar y eliminar tras su uso, ideales para entornos geriátricos o domésticos.



Ref. **Babero**

Referencia	Presentación
<b>Babero</b>	50 unidades/caja, 10 piezas/ctn



**GUANTES**

# 8 GUANTES

## Guantes de nitrilo de examen no estéril

Guantes desechables, sin polvo y libres de látex. Color azul, ambidiestros y con textura en dedos para mejor agarre. Alta resistencia química y mecánica, ideales para exploración clínica y manipulación segura en entornos sanitarios. Cumplimiento EN-374/5.



- Ref. **AM031-1** (S)
- Ref. **AM031-2** (M)
- Ref. **AM031-3** (L)
- Ref. **AM031-4** (XL)

Referencia	Caja	Presentación
<b>AM031-1</b>	100 ud/caja	1000 piezas/ctn
<b>AM031-2</b>	100 ud/caja	1000 piezas/ctn
<b>AM031-3</b>	100 ud/caja	1000 piezas/ctn
<b>AM031-4</b>	100 ud/caja	1000 piezas/ctn

## Guantes de vinilo de examen no estéril

Guantes desechables, sin polvo ni látex. De vinilo transparente, ambidiestros y de superficie lisa. Ideales para tareas médicas básicas, higiene y manipulación segura en entornos de bajo riesgo.



- Ref. **AM032-1** (S)
- Ref. **AM032-2** (M)
- Ref. **AM032-3** (L)
- Ref. **AM032-4** (XL)

Referencia	Caja	Presentación
<b>AM032-1</b>	100 ud/caja	1000 piezas/ctn
<b>AM032-2</b>	100 ud/caja	1000 piezas/ctn
<b>AM032-3</b>	100 ud/caja	1000 piezas/ctn
<b>AM032-4</b>	100 ud/caja	1000 piezas/ctn



# Sifam

Medical

**TU SOCIO DE CONFIANZA EN  
EL SECTOR SOCIOSANITARIO.**



 [www.sifammedical.com](http://www.sifammedical.com)  
 900 447 447  
 673 301 127